

# Содержание

|  |   |
|--|---|
| <b>Управление fastPCRF</b> .....           | 3 |
| <b>Очередь запросов авторизации</b> .....  | 3 |
| pcrf auth queue stat .....                 | 3 |
| pcrf auth queue clear .....                | 3 |
| <b>Персистентная очередь ответов</b> ..... | 3 |
| pcrf persist queue stat .....              | 3 |
| pcrf persist queue clear .....             | 4 |
| pcrf persist queue reconnect .....         | 4 |



# Управление fastPCRF

Все нижеследующие команды - это команды управления fastPCRF, так что в аргументе -r утилиты fdpi\_cli следует задавать адрес fastPCRF.

## Очередь запросов авторизации

[Очередь запросов авторизации](#) - это внутренняя очередь fastPCRF, которая призвана сгладить пики обращения к Радиус-серверу. fastDPI, запрашивая авторизацию у fastPCRF, не заботится о пропускной способности Радиус-сервера. В fastpcrf.conf есть параметры, задающие максимальную длину и время нахождения в очереди, но иногда требуется вручную очистить очередь или посмотреть её статистику.

### pcrf auth queue stat

Выводит статистику внутренней очереди запросов авторизации:

```
fdpi_cli -r <address> pcrf auth queue stat
```

### pcrf auth queue clear

Очистка очереди авторизации. Вы можете очистить всю очередь командой

```
fdpi_cli -r <address> pcrf auth queue clear
```

или наиболее старые записи, указав параметр time=N, где N задает число секунд, - записи старше указанного количества секунд будут удалены из очереди:

```
fdpi_cli -r <address> pcrf auth queue clear time=60
```

## Персистентная очередь ответов

Команды управления [персистентными очередями](#) (очередями ответов fastPCRF на запросы авторизации)

### pcrf persist queue stat

Выводит статистику по персистентным очередям для каждого fastDPI:

```
> fdpi_cli -r <address> pcrf persist queue stat
```

```

Statistics of persist queue (pcrf -> fastdpi):
FastDPI #0 '127.0.0.1%lo':
  queue file: /var/spool/dpi/pcrf/pq-127.0.0.1:29000
  current: page count=1, item count=0
  connected at: 2019/12/04 12:02:52, -25.332764s (13249164373261240 ticks)
  last sent: n/a (0 ticks)
  next reconnect: n/a (0 ticks)
  Statistics:
    sent: packet=0, bytes=0, error=0
    received: bytes=0, error=0
    socket: open=1, close=0, buffer overflow (split packet)=0
    queue: enqueue packet=0 (0 bytes)
           drop head=0, push exception=0, clear count=0
FastDPI #1 '10.20.30.41%eth0':
  queue file: /var/spool/dpi/pcrf/pq-10.20.30.41:29000
  current: page count=1, item count=3560
  last sent: n/a (0 ticks)
  next reconnect: 2019/12/04 12:03:18, +0.705613s (13249242490512650
ticks)
  Statistics:
    sent: packet=0, bytes=0, error=0
    received: bytes=0, error=0
    socket: open=0, close=0, buffer overflow (split packet)=0
    queue: enqueue packet=0 (0 bytes)
           drop head=0, push exception=0, clear count=0

```

## pcrf persist queue clear

Очистка всех очередей или только указанной очереди. Ответом команды является статистика очередей после очистки

```

# очистка всех очередей
fdpi_cli -r <address> pcrf persist queue clear

# очистка очереди по номеру
# номер очереди можно узнать из вывода команды pcrf persist queue stat
fdpi_cli -r <address> pcrf persist queue clear 1

# очистка очереди по имени
fdpi_cli -r <address> pcrf persist queue clear 127.0.0.1%lo

```

## pcrf persist queue reconnect

Позволяет сделать реконнект к fastDPI без сброса очереди. Может быть применена к конкретному соединению или ко всем.